



Einlesen der neuen MediPort Zertifikats-CD via Elexis-Konfiguration

1. Starten Sie Elexis
2. Öffnen Sie die MediPort-Konfiguration (Menü ‚Datei‘ / ‚Einstellungen‘):



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Initialisieren ab MediPort-CD‘, wählen Sie die Datei ‚EAN*.re‘ auf der Zertifikats-CD aus und klicken Sie auf ‚Öffnen‘:



4. Die Zertifikate werden nun auf Ihren Computer installiert.

Fehlerbehandlung

Manuelles Einlesen der neuen Zertifikats-CD

Falls bei der obigen Variante Fehler auftreten, können Sie die Datei ‚EAN*_mpg.keystore‘ auch manuell ab der Zertifikats-CD in den MPC-Ordner (z.B. C:\elexis\mpcommunicator\config) kopieren.

Support durch Medelexis Operation Center

Bei Fragen steht Ihnen ein Elexis-Supporter oder Operation Center zur Verfügung. Eine Übersicht mit Kontaktangaben finden Sie unter <http://www.medelexis.ch/elexis-supporter.html>.