

# PraxisHilfe!

## Einlesen der MediPort Zertifikate in die PraxisHilfe!

1. Zum Einlesen der MediPort Zertifikate legen Sie die CD von MediData ins Laufwerk und starten die PraxisHilfe!
2. Öffnen Sie die Voreinstellungen unter **Datei / Voreinstellungen** (Windows) bzw. **Ablage / Voreinstellungen** (OS X/macOS)
3. Wählen Sie den Tab **MediPort** auf der linken Seite und kontrollieren Sie, ob unten das richtige CD-Laufwerk ausgewählt ist, wählen Sie gegebenenfalls das Laufwerk mit der CD von MediData aus.
4. Klicken Sie auf **Zertifikate von CD einlesen** unten im Fenster.

Nachdem die neuen Zertifikate von der PraxisHilfe! automatisch eingelesen wurden, erscheint eine Bestätigung.

Sollten Sie Fragen oder Probleme beim Einlesen der Zertifikate haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Sie finden unsere aktuellen Kontaktangaben auf <https://www.praxishilfe.ch/#support>

