

Schön, dass Sie sich für das elektronische Abrechnen entschieden haben. In Zukunft wird Ihre Administration um einiges einfacher und kostengünstiger.

Zögern Sie bitte nicht bei Fragen oder möglichen Fehlern uns zu kontaktieren.

SOFTplus Entwicklungen GmbH

Lättichstrasse 8
CH-6340 Baar

Tel. 041 763 32 32
Fax 041 763 30 90

www.softplus.net
info@softplus.net



Kunden auf unserem System SAVEplus (Terminalserver) brauchen keine Zertifikate zu installieren. Dies übernehmen wir.

Installation


1. Sie sollten eine CD von Medidata mit den Zertifikaten erhalten haben. Gehen Sie zu Ihrem Computer wo die aktuelle Version vom THERAPIEplus installiert ist.



2.

Klicken Sie hier auf **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** oder klicken Sie im Windows Explorer auf Ihr CD Laufwerk

3. Nun sehen Sie den Inhalt der CD. Es sollte so aussehen:



Dateien mit dem Symbol  sind die Zertifikate.

Die Dateien haben folgende Namen:

- N2010_01 (N steht für Noftallzertifikat, 2010 für das Jahr und 01 für den ersten Monat im Jahr, in diesem Fall Januar)
- Z2010_02 (Z steht für Zertifikat, 2010 für das Jahr und 02 für den zweiten Monat im Jahr, in diesem Fall Februar)

Für Sie sind nur die Zertifikate welche mit dem Buchstaben **Z** beginnen wichtig, die anderen können Sie ignorieren.

Für jeden Monat im Jahr muss ein eigenes Zertifikat installiert werden, ansonsten könne Sie nicht elektronisch Abrechnen.

4. Um ein Zertifikat zu installieren klicken Sie bitte doppelt auf die Datei.



Nun erscheint dieses Fenster. Klicken Sie danach auf **Weiter**.

Zertifikatimport-Assistent

Zu importierende Datei
Geben Sie die Datei an, die importiert werden soll.

Dateiname:
D:\Z2010_01.pfx

Hinweis: Mehrere Zertifikate können in einer Datei in folgenden Formaten gespeichert werden:

- Privater Informationsaustausch - PKCS #12 (.PFX,.P12)
- Syntaxstandard kryptografischer Meldungen - PKCS #7-Zertifikate (.P7B)
- Microsoft Serieller Zertifikatspeicher (.SST)

Weitere Informationen über [Zertifikatdateiformate](#)

5. Auch hier können Sie einfach auf **Weiter** klicken.

das Sichern privater Schlüssel'. At the bottom right, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'."/>

Zertifikatimport-Assistent

Kennwort

Der private Schlüssel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.

Kennwort:

Hohe Sicherheit für den privaten Schlüssel aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie immer dann, wenn der private Schlüssel von einer Anwendung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefordert.

Schlüssel als exportierbar markieren. Dadurch können Sie Ihre Schlüssel zu einem späteren Zeitpunkt sichern bzw. überführen.

Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen.

Weitere Informationen über [das Sichern privater Schlüssel](#)

< Zurück Weiter > Abbrechen

6. Nun werden Sie nach einem Passwort gefragt. Von Medidata haben Sie eine Liste mit den Passwörtern erhalten. Geben Sie hier das jeweilige Passwort des Monats (01 für Januar, 02 für Februar usw.) welche Sie vorher ausgewählt haben, ein. Anschliessend auf **Weiter** klicken.
7. Anschliessend können Sie nur noch auf Fertig stellen klicken und das Zertifikat für den vorher gewählten Monat ist auf Ihrem System installiert.
8. Wiederholen Sie nun den ganzen Vorgang ab Punkt **4** für alle Monate des Jahres. (Nur die Dateien, welche mit dem Buchstaben **Z** beginnen)