

## WinMed® Installazione e registrazione certificati MediData

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,  
Cara Assistente, Caro Assistente,

Qui a seguire troverà le indicazioni per installare correttamente il CD contenente i certificati ottenuti dalla ditta MediData con relative password.


Affinché lo studio medico possa inviare correttamente le proprie fatture alle assicurazioni, rispettivamente ai pazienti (qualora sia il suo caso) tramite il canale di MediPort è importante inserire le password di MediData nell'apposita interfaccia di WinMed.

Ecco come procedere:


1) Aprire WM e cliccare sulla parte **AMMINISTRAZIONE**



2) Cliccare a questo punto la voce **FATTURE**



3) Sotto fatture cliccare su MediPort.



4) Una volta aperta l'interfaccia di MediPort, cliccare su **SETUP**.



mediport Mediport serviceProvider Proxy  
Panoramica

**WinMed**  
*mediportProvider*

Utente:

Winmed Outbox	Winmed Inbox
Fatture = 1	Fatture = 0
Solleciti = 0	Solleciti = 0
Storno = 0	Storno = 0

SENDER EAN: 2099988870222

SENDER DN: uid=EAN2099988870222 ou=Test ou=GFP mediconsul informatica  
ou=Leistungserbringer o=medidata.ch

**Setup**


Invia

Ricevere

Esci

5) Inserire il CD di MediData nel computer e visualizzare le seguenti informazioni:

- Numero EAN corretto del medico, es 760XXXXX
- Anno corretto (vedere sul CD), es. 2019
- Sotto CD con certificati: Unità DVD MD\_V1



mediport Mediport serviceProvider Proxy  
Utente: 2099988870222

**WinMed**  
*mediportProvider*

Sender EAN:  CD con certificati:

Sender DN: EAN\_2099988870222

2009 Password del certificato per mese

Gennaio: <input type="text" value="7upT8#qc"/>	Febbraio: <input type="text" value="zmWV54h!"/>	Marzo: <input type="text" value="7up7jY_S"/>
Aprile: <input type="text" value="Y3X#9guh"/>	Maggio: <input type="text" value="28TnVNs!"/>	Giugno: <input type="text" value="B_N69YQo"/>
Luglio: <input type="text" value="tBlP75oY"/>	Agosto: <input type="text" value="9Pq5yq_S"/>	Settembre: <input type="text" value="gTRX9_Q5"/>
Ottobre: <input type="text" value="aRK4b#4T"/>	Novembre: <input type="text" value="ck6PZ9_e"/>	Dicembre: <input type="text" value="C2H_9PQy"/>

TG: uso il centro della stampa di Mediport per terzo garante

TP: uso il centro della stampa di Mediport per terzo pagante

TP4TG: uso terzo pagante per terzo garante

Nessun accesso del Internet localmente o inabiliti la trasmissione localmente

Trasmettere automaticamente

Copia elettronica:

Licenza:


Annulla OK



Continuare inserendo sotto ogni mese la relativa password fornita da MediData tramite documento separato.

**Attenzione a rispettare correttamente maiuscole/minuscole e simboli.**

Cliccare infine su OK e schiacciare su ricevere.



WinMed  
mediportProvider

mediportMediport serviceProvider Proxy  
Panoramica

Utente:

Winmed Outbox	Winmed Inbox
Fatture = 199	Fatture = 0
Solleciti = 0	Solleciti = 0
Storno = 0	Storno = 0

SENDER EAN: 2099988870222

SENDER DN: uid=EAN2099988870222 ou=Test ou=GFP mediconsul informatica  
ou=Leistungserbringer o=medidata.ch

Setup

Invia

**Ricevere**

Esci

