

WinMed® Installazione e registrazione certificati MediData

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,
Cara Assistente, Caro Assistente,

Qui a seguire troverà le indicazioni per installare correttamente il CD contenente i certificati ottenuti dalla ditta MediData con relative password.

Affinché lo studio medico possa inviare correttamente le proprie fatture alle assicurazioni, rispettivamente ai pazienti (qualora sia il suo caso) tramite il canale di MediPort è importante inserire le password di MediData nell'apposita interfaccia di WinMed.

Ecco come procedere:


- 1) Aprire WM e cliccare sulla parte **AMMINISTRAZIONE**;




- 2) Cliccare a questo punto la voce **FATTURE**;



- 3) Sotto fatture cliccare su **MEDIPOINT**;




4) Una volta aperta l'interfaccia di MediPort, cliccare su **SETUP**;



5) Inserire il CD di MediData nel computer e visualizzare le seguenti informazioni:


- Numero EAN corretto del medico, es 760XXXXX;
- Anno corretto (vedere sul CD), es. 2020;
- Sotto CD con certificati: Unità DVD MD_V1.




Continuare inserendo sotto ogni mese la relativa password fornita da MediData tramite documento separato.

Attenzione a rispettare correttamente maiuscole/minuscole e simboli.

6) Cliccare infine su OK e schiacciare su ricevere.



WinMed  **Panoramica**

mediportProvider

Utente:

Winmed Outbox	Winmed Inbox
Fatture = 2	Fatture = 0
Solleciti = 0	Solleciti = 0
Storno = 0	Storno = 0

SENDER EAN: 2099988870222

SENDER DN: uid=EAN2099988870222 ou=Test ou=GFP mediconsul informatica ou=Leistungserbringer o=medidata.ch

[Setup](#)

[Invia](#)

[Ricevere](#)

[Esci](#)